

UPP®

Универсальный тромбоцитный протокол

Производительность и
универсальность на новом
уровне

Новое программное обеспечение для аппарата MCS®

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА



Универсальный тромбоцитный протокол (UPP®) – это единый протокол, в котором улучшена производительность и представлена возможность сбора как стандартных, так и концентрированных тромбоцитов в сочетании с эритроцитами и плазмой.



Новые особенности

- Автоматический контроль правильности установки расходного материала
- Новый алгоритм контроля экстракорпорального объема (ECV)
- Новый алгоритм работы с плазмой
- Новый алгоритм расчета остаточного количества донорских тромбоцитов (оценка)
- Новый режим подачи антикоагулянта, оптимальный для сохранения функциональных свойств тромбоцитов

UPP® – новейший этап развития аппарата MCS®+

- Универсальность: сбор тромбоцитов в плазме или в добавочном растворе
- Повышение производительности: ускорение стандартных процедур сбора тромбоцитов
- Улучшение переносимости донации
- Не требуется никаких изменений конструкции аппарата

Повышение производительности


Ускорение стандартных процедур сбора тромбоцитов

- Оптимизация скорости обработки крови в сочетании с устранением времени простоя
- Уменьшает время сбора тромбоцитов в плазме на 10% и более чем на 15% – для сбора тромбоцитов в растворе

Повышение производительности

- Концентрация тромбоцитов больше чем в 15 раз по сравнению с концентрацией в крови донора (C-SDP) для последующего уменьшения остаточного объема плазмы (при сборе тромбоцитов в добавочном растворе¹)
- Сбор большего количества продукта за аналогичное время процедуры


Сравнение параметров процедур сбора тромбоцитов в добавочном растворе C-SDP¹



Универсальность

- Сбор тромбоцитов в плазме или концентрированных тромбоцитов в добавочном растворе
- Соответствует требованиям доступных в настоящее время методов инактивации патогенов
- Возможность дополнительно собирать плазму и/или эритроциты со всеми доступными видами сбора тромбоцитов


UPP[®] объединяет все возможные варианты сбора тромбоцитов в один протокол



Повышение комфорта для донора

Повышает комфорт для донора с помощью нового алгоритма контроля экстракорпорального объема (ECV), раннего возврата плазмы и улучшенного алгоритма контроля возврата цитрата

Модифицированный режим сбора крови с ранним возвратом плазмы



¹ Отчет о клиническом исследовании TR-CIB04006 & TR-CLN-100258

Технические характеристики

Протокол UPP® используется для всех существующих международных аппаратов Haemonetics® MCS® + LN 9000 (для продаж и распространения только за пределами США). UPP® доступен как отдельный протокол, содержащий инструкции по эксплуатации и программное обеспечение.

Не требуется никаких изменений конструкции аппарата

Информация для заказа

UPP®, Универсальный тромбоцитный протокол LN 112320-XX

Для получения информации о различных языковых версиях, пожалуйста, свяжитесь со своим местным торговым представителем

Расходные материалы

Расходные материалы продаются отдельно

Каталожные номера

Описание продукта

999F-E	Конц PLT&PLS с фильтром
949FF-E	PLT&RBC с фильтрами для PLT&RBC
997CF-E	PLT & PLS с фильтром
999FF-P-SL	PLT & Plasma с фильтрами*
949FF-P-SL	PLT & RBC с фильтрами для PLT & RBC*

*доступны только во Франции

Австрия
0800.29.2777

Бельгия и Люксембург
Фр.: 0800.754.80
Нл.: 0800.754.82

Чешская Республика
800.143.243

Дания
8088.7112

Франция
0800.90.11.58

Германия
0800.180.8890

Италия
800.870.200

Нидерланды
0800.0222.707

Норвегия
800.18.453

Швеция
020.797.150

Швейцария
0800.898.898

Соединенное Королевство
0808.234.4817




Официальный дистрибьютор Дельрус

121108, Россия, Москва,
ул. Ивана Франко, 4, к.1
тел. +7 495 120 77 00

620086, Россия, Екатеринбург,
ул. Посадская, 23
тел. +7 343 310 30 00

www.delrus.ru



©2013 Haemonetics Corporation. Haemonetics, MCS и UPP – торговые марки или зарегистрированные торговые марки Корпорации Haemonetics в США и/или других странах. 02.2013, США.
COL-PP-000142-IE(AC)

Данная информация предназначена для распространения только за пределами США

HAEMONETICS S.A.
Московское представительство

Ольховская ул., 4Б, корпус 1
105066, Москва, Россия

тел. +7 495 287 65 07
факс +7 495 287 65 08

www.haemonetics.com